

# DOSIERTABELLE ZUM HERSTELLEN VON GEBRAUCHSLÖSUNGEN

Konzentrat Menge/ Gebrauchslösung	0,1 %	0,25 %	0,5 %	1,0 %	1,5 %	2 %	3 %	4 %	5 %
	1 Liter	1 ml	2,5 ml	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml
2 Liter	2 ml	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml
5 Liter	5 ml	12,5 ml	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml
10 Liter	10 ml	25 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml
20 Liter	20 ml	50 ml	100 ml	200 ml	300 ml	400 ml	600 ml	800 ml	1 l
30 Liter	30 ml	75 ml	150 ml	300 ml	450 ml	600 ml	900 ml	1,2 l	1,5 l
40 Liter	40 ml	100 ml	200 ml	400 ml	600 ml	800 l	1,2 l	1,6 l	2 l
50 Liter	50 ml	125 ml	250 ml	500 ml	750 ml	1 l	1,5 l	2 l	2,5 l
100 Liter	100 ml	250 ml	500 ml	1 l	1,5 l	2 l	3 l	4 l	5 l
500 Liter	500 ml	1,25 l	2,5 l	5 l	7,5 l	10 l	15 l	20 l	25 l
1000 Liter	1 l	2,5 l	5 l	10 l	15 l	20 l	30 l	40 l	50 l

<b>Anmerkung:</b>	Die Summe aus Konzentrat und Wasser ergibt die Gebrauchsmenge.
<b>Beispiel:</b>	Desinfektion gegen Viren, Bakterien und Pilze
<b>Produkt:</b>	<p>Spezielle Desinfektion mit ALDEKOL DES® 03 (1%-ig)</p> <p>100 m<sup>2</sup> (Stallgrundfläche) x 2,5 (Faktor für Decken&amp;Wände) x 0,4 l / m<sup>2</sup> = 100 l Gebrauchslösung</p> <p>100 l Gebrauchslösung bei 1%-iger Konzentration = 1 l ALDEKOL DES® 03 + 99 l Wasser</p>